

Waters1525液相色谱仪

[详细信息...](#)

Breeze™ 系统，液相色谱仪			
货号:	4134342	品牌:	沃特世
单位:		重量:	
属性:			
详细资料:	<p>Waters1525 (Breeze™HPLC系统) 高效液相色谱仪详细介绍</p> <p>Breeze系统优点:</p> <p>世界级的WatersHPLC技术优异的结果，超乎以往获得大奖的直观操作界面灵活性、可靠性和灵敏度融于一身降低培训费用，减少维护时间WatersConnections—世界知名的服务和支持最少的投资，最好的HPLC性能</p> <p>Waters1525 (Breeze™HPLC系统) 高效液相色谱仪技术参数</p> <p>简单易用-如同拂面的清风</p> <p>WatersBreeze系统是非常灵活的HPLC系统，可以定制部件来适应您的应用需求，简单到只要从部件表中选择即可。您也可通过选择选件表中的部件来扩展Breeze系统的用途。需要注意的是，为了达到简洁、高性能、可靠性和价位平实之间的平衡，Breeze软件、泵、检测器和进样器是一个完整的系统，不能够分开购买。</p> <p>Breeze软件</p> <p>最低计算机需求</p> <p>Intel赛扬600MHz或更高，256MB内存，有PCI插槽和足够空间以便插入BusLAC/E™卡微软WindowsXP专业版，8GB硬盘，sVGA显示器，4xCD-ROM驱动器1.44MB软驱，3.5英寸支持微软WindowsXP专业版的打印机</p>		

仪器控制

适用于单系统1500系列HPLC泵2487双波长紫外/可见检测器2414示差折光检测器717plus自动进样器
1500系列柱温箱BusSAT/IN™（采集Waters检测器的数据）

采集

最多五个检测器通道

数据能力

处理（LC&GPG），报告和存储数据结果

数据输出格式

PDF, EMF, AIA, ASCII, e-mail



关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话：021-61552601/61552602/61552603地址：上海市共和新路435号

凯鹏国际大厦18楼G座E-mail：sales@ba17.com邮编：200070

[更多相关资料请点击访问...](#)